

1 规格明细表

产品名称	美健百岁石腰带
产品型号	SY-100
功率	80W
电压/频率	AC220V/50Hz
温控范围	30℃-70℃

2 温控器名称及功能

名称	功能
1.腰带调温旋钮	设定腰带温度的旋钮
2.腰带电源指示灯	指示灯亮时,显示电源已接通
3.腰带温度显示窗	显示腰带的设定温度、当前温度、错误信息的窗口
4.腰带加热状态指示灯	指示灯亮时,表示正在加热



SY-100

3 使用方法

- (1)连接使用电压为AC 220V的电源。
- (2)请将温控器的5线插头插入百岁石腰带插座,然后连接电源插头,电源指示灯就会点亮。
- (3)利用调节旋钮调节适宜温度。
- (4)使用完后关闭电源。

4 注意事项

- (1)使用时请不要折叠,以免发生故障。
- (2)请不要长时间在高温状态下直接接触皮肤,以免烫伤。
- (3)避免将其他产品的温控器与腰带连接使用。
- (4)请勿将温控器放在百岁石腰带上使用。
- (5)如发现异常情况,请立即停止使用。

5 清洁方法

- (1)清洁产品时请务必拔出电源插头。
- (2)请用柔软的干布擦拭(禁止使用纱布)。
- (3)腰带百岁石之间可使用吸尘器除尘。
- (4)当咖啡或水洒在腰带上时,请用干布擦拭,等完全干透后再使用。
- (5)特别注意连接器与调节器要远离水。